

جدول رنگ بندی استاندارد سیلندر گازهای طبی



نوع سیلندر	علامت مشخصه سیلندر	مورد کاربرد	توضیحات
دی اکسید کربن CO_2	به رنگ خاکستری میباشد	عمل های لاپراسکوپی و کراپوو	استنشاق آن باعث ایجاد سرگیجه و تهوع میشود
اکسیژن (O_2)	به رنگ سفید میباشد	اکسیژن رسانی به بیمار و ونتیلاتور	ترکیب این گاز با هیدرو کربن ها و روغن، ایجاد احتراق و انفجار میکند
ازت (N_2)	به رنگ مشکی میباشد	دستگاه های پنوماتیکی اتاق عمل و غیره	در گروه گازهای بی اثر می باشد
پراکسید ازت (N_2O)	به رنگ آبی میباشد	در ماشین بیهوشی کاربرد دارد	استنشاق آن باعث ایجاد سرگیجه و تهوع میشود
انتونکس (Entonox)	قسمت بالای آن سفید و قسمت پائین آبی	در تسکین زایمان کاربرد دارد	استنشاق مداوم و بیش از حد آن باعث تهوع و سرگیجه و خشکی دهان میگردد
هوای فشرده	قسمت بالای آن سفید و قسمت پایین مشکی	در شستشوی و خشک کردن ابزار جراحی	واحد تجهیزات پزشکی